

CSL Behring AG
Wankdorfstrasse 10
CH-3000 Bern 22
Telefon +41 31 344 22 68
Fax +41 31 344 26 00
www.cslbehring.ch

CSL Behring

Spitäler Schaffhausen
Kantonsspital
Spitalapotheke
Geissbergstrasse 81
8208 Schaffhausen

Bern, im Juni 2015

Administration von Albumin CSL 5%/20% und von Privigen®: Empfehlung zur Verwendung eines Infusionsbestecks mit integriertem Filter

Sehr geehrte Damen und Herren

Bei Albumin ist die Entstehung von Proteinaggregaten («Flocken») ein produktspezifisches Charakteristikum. Flocken können in sehr seltenen Fällen auch bei Immunglobulin-Präparaten auftreten.

Als Vorsichtsmassnahme empfehlen wir daher, bei der **Administration von Albumin CSL 5% / 20% und bei Privigen® ein Infusionsbesteck mit integriertem Filter** zu verwenden. Dadurch können Flocken sowie allfällig vorhandene Partikel eliminiert werden. Die handelsüblichen Infusionsbestecke weisen einen 15-µm-Filter auf und bieten somit Schutz vor Flocken und Grobpartikeln (siehe Abbildung in der Beilage).

Anpassung der Fachinformation Albumin CSL 5% / 20%

Die Fachinformation von Privigen® enthält bereits folgende Empfehlung: *Für die Verabreichung ist ein handelsübliches Infusionsbesteck mit integriertem Filter zu verwenden.* Wir werden auch die Fachinformationen von Albumin CSL 5% und 20% entsprechend ergänzen. Der Änderungsantrag ist bei Swissmedic bereits eingereicht und der Eintrag wird zu gegebener Zeit auf ihrer Website angepasst.

Wir sind überzeugt, mit dieser Empfehlung einen wichtigen **Beitrag zu einer optimierten Sicherheit** bei der Infusion von Albumin CSL 5% / 20% und von Privigen® zu leisten.

Wir bitten Sie, diese Information an die **Anwender von Albumin CSL und Privigen®** auf den Stationen und Abteilungen weiterzuleiten und diese entsprechend zu schulen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter der Telefonnummer 031 344 22 68.

Freundliche Grüsse
CSL Behring AG



Dr. pharm. Jan Devay
Head of Medical



Werner Vogel
Head of Marketing

 **Albumin**
CSL Behring

 **privigen®**
Human Normal Immunglobulin